

#2/20  
01.10.20 - 31.03.21



## VOCO SINGLE DOSE SIMPLE. RÁPIDO. HIGIÉNICO.

### Futurabond® U

#### Adhesivo universal de curado dual

- Un bond para todos los casos – no necesita ningún adhesivo adicional
- Autograbado, grabado selectivo o grabado total – usted puede elegir libremente
- Extraordinaria variedad de aplicación – plenamente compatible con todos los composites fotopolimerizables, de curado dual y de autocurado



REF 1571 SingleDose 50 u., accesorios

REF 1572 SingleDose 200 u., accesorios

# VOCO *SingleDose*

## MÁS PROTECCIÓN PARA USTED, SU EQUIPO Y SUS PACIENTES

Su clínica dental se enfrenta más que nunca al reto de garantizar la seguridad y la eficiencia en la higiene de la clínica para minimizar así lo mejor posible el riesgo de la transmisión de infecciones. Su equipo y los pacientes requieren una higiene excelente y es la tarjeta de visita de su clínica.

Con la selección correcta de productos y presentaciones le apoyamos a establecer óptimamente su gestión de higiene. ¡Con la *SingleDose* de VOCO está en el lado seguro a todas luces!

### Cómo le apoyamos:

La *SingleDose* práctica permite una aplicación simple y rápida y está concebida para una sola aplicación – así recibe cada de sus pacientes su propio preparado. De este modo se previene fácilmente el contacto con terceros y ulteriores posibilidades de contaminación. VOCO le ofrece un sinnúmero de productos de diferentes ámbitos de indicaciones en la *SingleDose* – en beneficio del paciente, del odontólogo y del equipo.

### Las ventajas de la *SingleDose* de VOCO:



#### **SIMPLE.**

- ✓ Manejo simple
- ✓ Se evitan errores de aplicación (p.ej. errores de dosificación y mezcla)
- ✓ Una cantidad óptimamente ajustada para el tratamiento único – no se desperdicia ningún material
- ✓ No se requieren ningunos soportes adicionales<sup>1</sup>



#### **RÁPIDO.**

- ✓ De aplicación rápida
- ✓ Un tiempo de tratamiento más corto



#### **HIGIÉNICO.**

- ✓ Protección óptima para usted, sus colaboradores y pacientes
- ✓ Siempre un 100% de material fresco
- ✓ Se evitan contaminaciones cruzadas, ya que se utiliza siempre un blíster / Cap nuevo por cada paciente

<sup>1</sup> Excepto Caps

# MATERIALES DE RESTAURACIÓN

## x-tra fil®

### Material de restauración fotopolimerizable para dientes posteriores

- Para un tratamiento básico rápido y económico
- Profundidad de curado 4 mm
- Tiempo de curado de sólo 10 s
- Tiempo de trabajo reducido especialmente en combinación con cada adhesivo de Futurabond en *SingleDose*



REF 1740 Jeringa 5 grs.  
REF 1741 Caps 20 × 0,25 grs.

REF 1739 Jeringa 10 × 5 grs.

## VisCalor® bulk

### Composite termo-viscoso para restauración en bloque

- El calentamiento del material lo hace fluido durante la aplicación y modelable inmediatamente después (tecnología termo-viscosa)
- Fluye óptimamente hacia los bordes y las áreas socavadas – minimiza el riesgo de una formación de fugas marginales
- Relleno en bloque (bulk-fill) de 4 mm sin estratificación
- Aplicación sin burbujas
- Un color universal y tres colores estéticos
- Cánula fina – ideal para áreas de difícil acceso



REF 6062 Set Dispenser Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 9143 VisCalor Dispenser – Dispositivo de calentamiento

REF 6063 Set Caps Warmer Caps 80 × 0,25 grs. (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer



A escala mundial, el primer composite con tecnología termo-viscosa



REF 6065 Caps 16 × 0,25 grs. universal  
REF 6066 Caps 16 × 0,25 grs. A1  
REF 6067 Caps 16 × 0,25 grs. A2  
REF 6068 Caps 16 × 0,25 grs. A3

## Grandio®SO Light Flow

### Composite nano-híbrido de baja viscosidad para aplicaciones filigranas

- De baja viscosidad – comportamiento de fluidez excelente y así es óptimamente adecuado para áreas de difícil acceso y cavidades pequeñas
- Cánula extrafina – para una aplicación exacta y precisa, dosificación libre de excedentes
- De alto rendimiento – excelentes propiedades físicas, p.ej. un contenido de relleno del 76% en peso
- Alta estética – 8 colores para aplicaciones individuales



REF 2585 Set Jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO), accesorios



La cánula es más fina que una sonda periodontal

#### Jeringa 2 × 2 grs.

A1	REF 2586	B1	REF 2590
A2	REF 2587	WO	REF 2591
A3	REF 2588	OA2	REF 2592
A3.5	REF 2589	Incisal	REF 2593

## Admira® Fusion

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, universal

- El primer material de restauración universal del mundo de base exclusivamente cerámica
- La más baja contracción de polimerización (1,25 % en vol.) y un estrés de contracción especialmente bajo en comparación con todos los composites de restauración convencionales
- Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente estable en color
- Manipulación excelente, simple pulido a alto brillo así como una alta dureza superficial garantizan unos resultados de primera calidad durante largo tiempo
- Es compatible con todos los adhesivos convencionales

Prescinde de monómeros clásicos, sin monómeros residuales



- REF 2750 Set + bond  
Jeringa 5 × 3 grs. (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), colorímetro + Futurabond U SingleDose 20 u.
- REF 2780 Set + bond  
Caps 75 × 0,2 grs. (de cada 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), colorímetro + Futurabond U SingleDose 20 u.

4+1\*

Jeringa 3 grs.<sup>2</sup> Caps 15 × 0,2 grs.<sup>2</sup>  
<sup>2</sup> Los números de artículo de los colores, los hallará bajo [www.voco.dental](http://www.voco.dental) o en el catálogo general.

## Admira® Fusion Flow

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido y fotopolimerizable



- REF 2816 Set Jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, W0) colorímetro, accesorios

4+1\*

Jeringa 2 × 2 grs., varios colores<sup>2</sup>

## Admira® Fusion x-tra

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, 4 mm



- REF 2810 Jeringa 3 grs. universal  
REF 2811 Caps 15 × 0,2 grs. universal

4+1\*

## Admira® Fusion x-base

Material de base de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido, 4 mm



- REF 2812 Jeringa 2 × 2 grs. universal

4+1\*

## Ionolux®

Material de obturación de ionómero de vidrio fotopolimerizable

- Restauración estética y rápida sin tener que acondicionar ni aplicar un adhesivo
- Tiempo de elaboración individual – luego fotopolimerizar y terminar inmediatamente
- Valores físicos superiores – restauraciones de larga duración e intactas



- REF 2990 Cápsula de aplicación 50 u. (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) + 20 u. A3


- REF 2989 Cápsula de aplicación 150 u. A3 + 50 u. A3

# CUIDADO ORAL

## CleanJoy®

Pasta para la limpieza dental y pulidora con fluoruro en tres concentraciones de limpieza

- Consistencia estable, homogénea, no salpica (2.000 - 3.000 r. / min.)
- Sin parabenos
- Disponible en tres intensidades de abrasión, por eso adaptable a cada situación individual
- Codificación de semáforo: de uso simple y sin confusión



### Tubo 100 grs.

	fina	media	gruesa
Menta	REF 2090	REF 2091	REF 2092
Caramelo	REF 6090	REF 6091	REF 6092
Cereza	REF 6098	REF 6099	REF 6100

### Tubo 3 x 100 grs. mixed (fina, media, gruesa)

Menta	Caramelo	Cereza
REF 2993	REF 2994	REF 2992

### Tubo 4 x 100 grs. fina

Menta	REF 2089
-------	----------

### SingleDose 200 x 2 grs.

	fina	media	gruesa
Menta	REF 2096	REF 2097	REF 2098
Caramelo	REF 6094	REF 6095	REF 6096
Cereza	REF 6102	REF 6103	REF 6104

## VOCO Profluorid® Varnish

Laca con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5 %)

- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (5 % NaF  $\triangleq$  22.600 ppm fluoruro)
- Simple aplicación – tolerante a la humedad
- Disponible en seis sabores agradables
- Aplicación económica en capas finas, productivo
- Laca estética y del color del diente



### SingleDose 50 x 0,40 ml

Melón	Caramelo	Cereza
REF 1269	REF 2226	REF 2227
Menta	Bubble Gum	Cola Lime
REF 2228	REF 2238	REF 2240

### SingleDose 200 x 0,40 ml

Melón	Caramelo	Cereza
REF 1271	REF 2229	REF 2230
Menta	Bubble Gum	Cola Lime
REF 2231	REF 2239	REF 2241

### SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed	REF 2225
-------	----------

### Aplicación



# MATERIALES DE CEMENTADO

## Provicol® QM Aesthetic

**Cemento de fijación provisional y translúcido con hidróxido de calcio, sin eugenol**

- Altamente estético, recrea la apariencia del esmalte
- Mayor resistencia para una adhesión segura
- Remoción precisa de material excedente por su estabilidad exacta
- Libre de colofonia: potencial alérgico reducido



REF 1108 Jeringa QuickMix 5 ml, accesorios

REF 1109 Set II jeringa QuickMix 3 x 5 ml (1 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus, 1 x Provicol QM Aesthetic), accesorios

# MATERIALES DE IMPRESIÓN

## V-Posil

**Material de impresión de precisión, VPS**

- Silicona A muy hidrófila para la más alta precisión
- Largo tiempo de elaboración y a la vez un corto tiempo en la boca
- La alta resistencia a la rotura y la alta recuperación elástica garantizan una seguridad durante y después de la toma
- Buena hidrofilia, incluso en el estado fraguado, hace perfectamente el vaciado y así el tratamiento protésico



**Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast**



**Starter-Set Putty Fast / Light Fast**  
REF 2991

Putty Fast Cartucho 2 x 380 ml, accesorios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, accesorios

**Starter-Set Heavy Soft Fast / Light Fast**  
REF 2985

Heavy Soft Fast Cartucho 2 x 380 ml, accesorios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, accesorios

**Starter-Set Mono Fast / Light Fast**  
REF 2987

Mono Fast Cartucho 2 x 380 ml, accesorios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, accesorios

**Starter-Set Putty Fast / Light Fast**  
REF 2984

Putty Fast Bote 2 x 450 ml, accesorios  
Light Fast Cartucho 2 x 50 ml, accesorios

## SU PEDIDO

Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las ofertas indicadas en las VOCOfertas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas.

**Atención al cliente VOCO:**

**Línea gratuita: 00 800 44 444 555**

**Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de**

Este folleto ha sido entregado por:

VC-84 002200 ES 0920